LÁSER SMART DR

...BE SMART... IEMPIECE Y SIENTA LA DIFERENCIA!



TODO - EN - UNO



Gracias a la opción de incorporar varias longitudes de onda en el equipo y a su amplia gama de accesorios, SMARTMOR permite realizar gran variedad de tratamientos en consulta y en quirófano; resultando un equipo versátil, efectivo y rentable.

- Lifting estético facial rejuvenecimiento de la piel y modelado facial de forma conjunta.
- Lifting corporal Remodelación y eliminación de adiposidades localizadas.
- Microcirugía corte y coagulación de alta precisión.
 Menor sangrado y más rápida recuperación.
- Lesiones Vasculares eliminación de telangiectasias y otras lesiones superficiales.
- Curación de heridas reduce la formación de tejido cicatrizal, causante del dolor crónico. Efecto antiinflamatorio.







ANTES DESPUÉS






Indicaciones del tratamiento con láser smart™dr:

- Atenua las arrugas
- Mejora la textura de la piel
- Reduce el tamaño de los poros
- Recupera la elasticidad y disminuye la flacidez
- Rejuvenecimiento cutáneo
- Hidratación profunda
- Aclara y unifica el tono cutaneo
- Elimina y corrige las lesiones de acné
- Efecto bactericida



QUÉ LONGITUD DE ONDA ES LA RECOMENDADA





Los láseres de diodo pertenecen a unos de los convertidores más eficaces de energía eléctrica en luz láser y permiten inducir una serie de reacciones tisulares, como la coagulación, la vaporización o fotobiomodulación. Los láseres de diodo ofrecen una penetración tisular bastante profunda. Modificando los parámetros del láser, es posible generar diferentes efectos en los tejidos. Esto abre un amplio abanico de posibles indicaciones.

La longitud de onda 1470 nm es ideal para el rejuvenecimiento de la piel. Esta longitud de onda es altamente absorbida por el agua y la grasa. Se produce un efecto lipolítico y desaparece el tejido graso que provoca la flacidez. Se observa una mejora de la flacidez causada por el tejido graso. En el lugar de la aplicación se inicia la formación de colágeno, es decir, el proceso de autorrenovación de la piel. Se activan las funciones metabólicas de la matriz extracelular. Se reduce el exceso de tejido adiposo localizado. Se genera tensado de la piel, y la línea mandíbular y el contorno facial se definen.

¿POR QUÉ EL LÁSER LASOTRONIX?

- Más de 20 años de experiencia en tecnología láser
- Software fácil de usar
- Protocolos terapéuticos predefinidos modificables y asignables al paciente
- Costes operativos mínimos
- Dispositivo muy compacto, ligero y de pequeño tamaño
- Panel de pantalla táctil intuitivo
- Múltiples funciones de seguridad
- Uso económico para el usuario
- Bajo coste de mantenimiento, diodos de alta fiabilidad
- Excelente portabilidad
- Estación de trabajo confortable









LASOTRONIX, Elektroniczna 2A, 05-500 Piaseczno, POLONIA, Teléfono: +48 22 736 34 34, www.akademialaserowa.pl